

ANFÄNGERPRAKTIKUM DER FAKULTÄT FÜR PHYSIK,  
UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

---

## Fresnelsche Formeln und Polarisation

---

Praktikant: Michael Lohmann  
Versuchspartner: Felix Kurtz  
E-Mail: m.lohmann@stud.uni-goettingen.de  
Betreuer: Phillip Bastian  
Versuchsdatum: 06.03.2015

|                 |
|-----------------|
| Eingegangen am: |
|-----------------|

## **Inhaltsverzeichnis**

|          |                        |          |
|----------|------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>      | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Theorie</b>         | <b>3</b> |
| 2.1      | Licht . . . . .        | 3        |
| 2.2      | Polarisation . . . . . | 3        |
| <b>3</b> | <b>Durchführung</b>    | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Auswertung</b>      | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Diskussion</b>      | <b>4</b> |
|          | <b>Literatur</b>       | <b>4</b> |

# 1 Einleitung

Elektromagnetische Strahlung in Form von Licht ist essentiell für die Entstehung von Leben, da es die größte Energiequelle auf Planeten darstellt. Eine der Eigenschaften von EM-Strahlung ist die Polarisation. Sie wird in technischen Geräten wie dem 3D-Kino verwendet, findet aber auch Anwendung in der Fotografie. Möchte man einen See fotografieren, so hat man meist störende Reflektionen an der Oberfläche, welche sich mit einem Polarisationsfilter minimieren lassen. Dieses Verhalten soll in diesem Versuch untersucht werden.

## 2 Theorie

### 2.1 Licht

Die *Maxwellschen*-Gleichungen, welche die Ausbreitung von elektro-magnetischen Wellen beschreiben, lassen Polarisation zu, da es sich bei ihnen um Transversalwellen handelt. Das bedeutet, dass das  $\vec{E}$ - und das  $\vec{B}$ -Feld bestimmte Phasenbeziehungen haben können. Die Polarisation lässt sich darstellen durch einen Vektor, der senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung steht, weshalb zwei Koordinaten zur Beschreibung reichen. Das meiste Licht wird durch statistische Vorgänge wie die Emission eines Photons bei der Relaxation eines angeregten Elektrons erzeugt. Daher hat es keine ausgezeichnete Polarisationsrichtung. Unter bestimmten Bedingungen kann jedoch eine bestimmte Polarisationsrichtung herausgefiltert werden.

### 2.2 Polarisation

[lp2]

## 3 Durchführung

Für den Versuch wird eine optische Schiene wie in Abb. ?? verwendet, welche sich am Anfang gerade auf  $0^\circ$  befindet. Nachdem die Quecksilberdampflampe angeschaltet wurde und die Intensität ausreicht, kann nun begonnen werden, den Strahlengang einzustellen. Die sich auf der Schiene befindenden Linsen müssen zunächst ohne das Prisma so abgestimmt werden, dass das (nahe dem Filter grüne) Lichtbündel scharf in dem Okular erkennbar ist. Dafür werden Polarisator und Analysator so eingestellt, dass sie alles Licht durchlassen. Um die Polarisationsrichtung korrekt einzustellen wird nun das Nicol-Prisma auf den Drehteller gestellt. Die Standfläche ist dabei so ausgerichtet, dass die optische Achse vertikal zur Strahlrichtung liegt. Ohne den Analysator im Strahlengang wird nun der Polarisator auf maximalen Durchlass gestellt. Für die erste Messung wird nun der Polarisator so eingestellt, dass keine Helligkeit mehr sichtbar ist (was einer

Polarisation parallel zur Einfallsebene entspricht) und dann um  $45^\circ$  verdreht. Nun wird das Nicol-Prisma durch ein Glasprisma ersetzt, welches in der  $0^\circ$ -Lage der Schiene genau im und parallel zum Strahlengang steht. Auf den Drehtellern befinden sich zumeist schon Markierungen, welche dadurch überprüft werden können, dass der Strahl bis zu einer Auslenkung von  $90^\circ$  der optischen Schiene durch das Okular sichtbar sein muss.

Um nun den Reflektionskoeffizienten zu vermessen wird nun der Analysator erneut in den Strahlengang gestellt. Er wird nun, während die Schiene in je  $5^\circ$ -Schritten weiter gestellt wird, in die Position gestellt, dass kein Licht mehr durchgelassen wird. Die beiden Winkel werden notiert.

Zur Ermittlung des Brewster-Winkels werden nun der Polarisator wieder um  $45^\circ$  zurück gedreht und der Analysator entfernt. Dann wird der Auslenkwinkel der Schiene gesucht und notiert, bei welcher die geringste Intensität zu sehen ist. Hierbei empfiehlt es sich, abwechselnd mit dem Versuchspartner die Messung durchzuführen.

## 4 Auswertung

## 5 Diskussion

## Literatur

[lp2] *Lehrportal der Universität Göttingen*. <https://lp.uni-goettingen.de/get/text/4330>.